



Catalogue – Bas de compression 2013/2014



Plein de solutions pour vous !

Table des matières

Produits et concepts de prises en charges	4
Le concept de service Bauerfeind	5
Les bas de compression médicaux	6
VenoTrain®	7
système Perfect-Fit	8
VenoTrain® look	9
VenoTrain® micro	10
VenoTrain® micro balance	11
VenoTrain® soft	12
VenoTrain® soft S	13
VenoTrain® business	14
VenoTrain® sport	15
VenoTrain® impuls ⁺	16
VenoTrain® ulcertec	17
VenoTrain® delight	18
VenoTrain® curafflow	19
VenoTrain® glider	20
VenoTrain® Accessoires	20
Classes de compression et indications	21
Modèles	21
Gamme des produits en un coup d'œil	22
Système de détermination des tailles	24

Produits et concepts de prises en charges

Pour une meilleure qualité de vie

Par ses produits et ses prises en charges, Bauerfeind AG, un des leaders mondiaux dans la fabrication de produits médicaux, apporte une contribution importante au maintien et à la restauration de la santé, à l'augmentation du bien-être, bref à une meilleure qualité de vie.

Nous combinons la compétence technologique et le souci de la qualité, résultat d'une expérience de plusieurs décennies, à la force novatrice, tradition d'une entreprise familiale animée par une pensée universelle. Depuis toujours, nos spécialistes travaillent étroitement avec les médecins, les scientifiques et les concepteurs. Il en résulte des produits uniques récompensés par de nombreux prix et un service de qualité « Made in Germany ».

Bas de compression

Pour tout problème veineux, il existe le bas de compression idoine : les bas et collants de compression VenoTrain® couvrent le traitement des maladies veineuses, des plus légères aux plus graves. Garantir l'efficacité médicale et l'excellente qualité de nos produits ne nous suffisent pas, nous voulons également évoluer avec les besoins des personnes et, ainsi, toujours améliorer par exemple le confort de nos bas de compression.

Bandages actifs et orthèses

Avec nos bandages et nos orthèses thérapeutiques modernes, nous nous sommes donnés pour tâche de contribuer à une vie active et à la mobilité des personnes jusqu'à un âge avancé. Les médecins et les physiothérapeutes utilisent nos produits pour la prévention et le traitement des problèmes ainsi que pour le soutien du processus de guérison après des blessures.

Semelles et chaussures

Nous sommes la référence européenne dans le domaine des semelles orthopédiques avec nos produits traditionnels et nos concepts de semelles comme TRIactive® et ErgoPad®. Les chaussures thérapeutiques, les orthèses de décharge et le système de soins pour les patients souffrant de problèmes des pieds complètent notre offre de produits pour les soins orthopédiques du pied.

Technologie de mesures

Que ce soit lors de la mesure de bas de compression parfaitement adaptés, du modelage précis de la tige prothétique ou de la finition individuelle des semelles, nos systèmes de mesures numériques uniques sont la référence d'un traitement de haute qualité.

Le concept de service Bauerfeind Sur lequel vous pouvez compter

Notre objectif est de garantir également dans le futur la qualité des prise en charge patients, ce qui n'est possible qu'en collaborant avec des techniciens orthopédistes désirant soigner les patients le plus rapidement et le mieux possible.

Nous avons pour ce faire adapté notre concept de service en offrant : un service commercial efficace, un conseil optimal et des solutions de soins sur mesure. Nos partenaires de distribution sont des conseillers compétents tant sur

les questions spécifiques aux produits que sur les aspects commerciaux : ils sont nos interlocuteurs pour les concepts marketing communs. Pour des recherches rapides ou une commande, nous vous offrons toutes les informations nécessaires sous www.bauerfeind.ch. Vous disposez également de numéros -service pour un conseil téléphonique ou une commande.

Nous vous aidons volontiers

Suisse

Service client	+41 56 485 82 42
Fax	+41 56 485 82 59
E-Mail	info@bauerfeind.ch

Les bas de compression médicaux

Toujours une longueur d'avance

Les bas de compression VenoTrain® sont fabriqués dans une des usines les plus modernes du monde et sont utilisés dans les maladies veineuses légères à très graves et en cas d'oedèmes lymphatiques.

Nous garantissons la fiabilité, l'efficacité et l'excellent confort de nos produits par l'utilisation de matériaux high-tech et une confection parfaite.

Nous n'affirmons pas seulement que nos produits sont à la pointe, et nous le prouvons grâce aux larges études cliniques continuellement effectuées, à l'observation des utilisateurs et aux tests effectués en collaboration avec des instituts renommés, selon des standards reconnus.

L'excellente tolérance de **VenoTrain®** **micro balance** – le premier bas de compression au monde avec soin dermatologique intégré – et son effet positif sur la peau ont été clairement démontrés par des études cliniques.

Des examens scientifiques ont également prouvé que le bas de compression novateur **VenoTrain® ulcertec** montrait de meilleurs résultats dans le traitement des ulcères variqueux que d'autres thérapies.

Le système **Perfect-Fit**, développé par Bauerfeind et basé sur une large analyse de mesures numériques de jambes, offre nettement plus de possibilités pour l'adaptation de bas de compression confection.


Tous les produits VenoTrain® satisfont aux exigences de la loi relative aux produits médicaux et portent le sigle CE, garantissant une qualité fiable. Ils répondent bien sûr tous aux normes du label Öko-tex Standard 100.



VenoTrain®

Toujours la bonne décision

Pour le patient, le choix du bas ou du collant de compression dépend en premier lieu du stade de la maladie. La gamme VenoTrain® vous offre le bas correspondant à chacun des stades de l'insuffisance veineuse chronique ou des maladies lymphatiques. De plus, la gamme VenoTrain® curaflow avec tricotage à plat offre le soin lymphatique correspondant à l'indication, avec un large choix d'équipements individuels et de matériaux différents de l'extrémité des orteils au bout des doigts de la main. Pour de plus amples informations, contactez notre service commercial.



Technique de mesure : pour une prise en charge optimale de vos clients



BODYTRONIC 200

La santé de vos jambes est mesurable – de manière rapide et simple avec BODYTRONIC 200, le système compact et portable de mesure de la fonction veineuse.

Transmises au PC sans fil avec Bluetooth, les données de mesure permettent la détection précoce des troubles veineux et l'élaboration des mesures préventives ou des compléments d'informations en vue d'un conseil thérapeutique médical. Dispositif médical de classe IIa. Lire la notice d'instructions avant utilisation.



BODYTRONIC 600

La précision est indispensable dans la prise de mesure individuelle et conforme aux exigences thérapeutiques des bas de compression médicaux (norme allemande Güte und Prüfbestimmungen RAL-GZ 387 de septembre 2000). Le système de mesure BODYTRONIC 600

vous assure d'obtenir des valeurs de circonférences déterminées en 3D fiables, en vous garantissant une parfaite forme d'ajustage et vous offrant la possibilité d'une connexion directe au système de commande en ligne de Bauerfeind.



Système de tailles « Perfect-Fit »

Plus de 200 000 jambes ont déjà été mesurées avec la technologie Image 3D – Ces mesures forment la base du système Perfect-Fit grâce auquel un nombre bien plus grand encore de vos clients pour bas de compression va pouvoir bénéficier de prises en charge avec des tailles en série. Ceci se traduit par une livraison plus rapide, une logistique simplifiée et une réduction des coûts tout en obtenant un ajustement parfait – des avantages dont chacun profite.

VenoTrain® look



Le bas de compression attractif avec effet satiné brillant.

Par son optique élégante, sa brillance unique et sa légère transparence, VenoTrain® look se démarque particulièrement des autres bas de compression médicaux. L'effet « lookShine » exceptionnel assure la plus grande attractivité cumulée à l'excellente efficacité médicale.

Optique tendance

- brillance élégante
- légère transparence

Exceptionnel

- stretch-comfort
- effet push-up

Programme

- confection ou sur mesure
- système Perfect-Fit
- Ccl 1 et Ccl 2

Composition

Ccl 1 60% polyamide
40% élasthanne

Ccl 2 55% polyamide
45% élasthanne

Coloris



Conseils d'entretien

104°F

Modèles



AD
Bas mollet



AG
Bas cuisse



AT
Collant



ATU
Collant maternité

VenoTrain® *micro*



Le bas de compression mode pour se sentir bien.

VenoTrain® micro possède un tricotage doux avec une teneur élevée en microfibres. Outre l'aspect attractif, ce bas de compression garantit un excellent confort. L'effet « microConfort » permet à la peau d'être uniquement en contact avec les microfibres.

Un confort de première qualité

- env. 50% microfibre
- semelle confort
- culotte qui épouse la forme du corps (collant)
- qualité bas fin opaque

Perméable à l'air

- microclimat optimal
- pas d'accumulation désagréable de chaleur sur la peau

Programme

- confection ou sur mesure
- système Perfect-Fit
- Ccl 1 et Ccl 2

Composition

Ccl 1	65% polyamide 35% élasthanne
Ccl 2	55% polyamide 45% élasthanne

Coloris

Crème	Caramel	Amaretto
Noir	Amande*	Miel*
Espresso*	Marine*	Graphite*

Également disponible en couleurs Fashion* et à motifs*.

* Livraison en 7 jours ouvrables !

Conseils d'entretien

104 °F

Modèles



AD
Bas mollet



AG
Bas cuisse



AT
Collant



ATU
Collant maternité

VenoTrain® micro balance



Le premier bas de compression qui soigne et protège les jambes.

VenoTrain® micro balance est le premier bas de compression au monde dont le port soigne et protège les jambes. Il conserve ainsi l'équilibre et l'hydratation naturelle de la peau.

Association d'un soin dermatologique et d'une sensation de bien-être

- env. 50% microfibre
- équipé d'agents soignants actifs
- soigne et protège les jambes
- qualité bas fin opaque
- enfilage et retrait faciles des bas

Équilibrant

- des substances soignantes vous confère une peau douce lorsque vous les porter
- maintient l'hydratation naturelle de la peau
- réduit les démangeaisons

Exclusif

- soin durable

Programme

- confection ou sur mesure
- système Perfect-Fit
- Ccl 1 et Ccl 2

Modèles



AD
Bas mollet



AG
Bas cuisse



AT
Collant

Composition

Ccl 1	65% polyamide 35% élasthanne
Ccl 2	55% polyamide 45% élasthanne

Coloris



Conseils d'entretien

104°F



Emulsion Reload avec agents actifs – un soin durable à pulvériser tout simplement sur le bas



VenoTrain® soft

Perfect-Fit
System

Le bas de compression doux à effet fort.

Les caractéristiques de VenoTrain® soft sont particulièrement agréables grâce à son tricotage fin si doux à la peau. Son traitement spécial entraîne l'effet «softVital» : la peau est massée doucement et la circulation sanguine activée. Les veines sont à la fois comprimées et vitalisées.

Le VenoTrain® sur mesure est emballé et expédié le jour même si la commande est passée avant 10 heures (valable uniquement pour le coloris nature).

Matériau vitalisant

- stimule la circulation du sang grâce à l'effet de massage – ce qui donne du tonus à vos veines
- opaque

Polyvalent

- pour lui et pour elle
- idéal pour les soins postopératoires

Grande stabilité

- longue durée de vie

Programme

- confection ou sur mesure
- système Perfect-Fit
- Ccl 1 et Ccl 2

Modèles



AD
Bas mollet



AG
Bas cuisse



AT
Collant

Composition

Ccl 1	70% polyamide 30% élasthanne
Ccl 2	65% polyamide 35% élasthanne

Coloris

Nature*	Caramel	Noir
Espresso**	Marine**	

* Nature en fabrication express

** Livraison en 7 jours ouvrables !

Conseils d'entretien

104 °F



- Une multitude d'exécutions supplémentaires disponibles dans le programme «sur mesure»

Pour des raisons d'ordre technique, de petites différences de coloris entre les illustrations et l'original sont possibles.

VenoTrain® soft S



Le bas de compression spécial pour tous ceux qui sont principalement assis.

VenoTrain® soft S offre un confort particulier au niveau des pieds, notamment aux personnes âgées, handicapées dans leurs déplacements et qui sont fréquemment assis.

- talon plus large
- zone du cou-de-pied confortable, notamment pour le pied recourbé
- matériau perméable à l'air avec un effet vitalisant

VenoTrain® soft S dispose de toutes les propriétés éprouvées du matériau de VenoTrain® soft :

- **matériel vitalisant**
- **excellent confort**
- **grande stabilité**

Le VenoTrain® soft S (comme le VenoTrain® soft) sur mesure est emballé et expédié le jour même si la commande est passée avant 10 heures (valable uniquement pour le coloris nature).

Programme individuel

- AD, AG produit en série ou sur mesure
- Tailles XS, S, M, L, XL normal short/long
- Ccl 1 et Ccl 2

Composition

Ccl 1	70% polyamide 30% élasthanne
Ccl 2	65% polyamide 35% élasthanne

Coloris



* uniquement sur mesure /
Livraison en 7 jours ouvrables (Espresso et Marine)!

Conseil d'entretien

104 °F



Modèles



AD
Bas mollet



AG
Bas cuisse

VenoTrain® *business*

Perfect-Fit
System

Le bas business d'une élégance indémoudable.

Grâce à la combinaison innovatrice de matériaux et sa structure côtelée classique, VenoTrain® business vous accompagne de manière idéale au travail. La thermorégulation ainsi que la manchette confortable garantissent un port agréable, et ce toute la journée.

Combinaison fonctionnelle de matériaux

- Sport-Faser Tactel® transporte l'humidité vers l'extérieur
- s'adapte parfaitement grâce aux fibres LYCRA® soft hautement élastiques
- coton à l'intérieur pour un excellent confort

Rafrâchissant

- une fibre antimicrobienne high-tech pour un climat sain et agréable autour du pied
- renforcement de la semelle pour une excellente robustesse

Programme

- confection ou sur mesure
- système Perfect-Fit
- Ccl 1 et Ccl 2

Modèle




AD
Bas mollet

Composition

- Ccl 1** 80% polyamide (avec 50% de Tactel®)
14% élasthanne
6% coton
- Ccl 2** 71% polyamide (avec 45% de Tactel®)
24% élasthanne
5% coton

Coloris



Conseil d'entretien

104 °F

VenoTrain® sport

Le bas de compression sportif qui active de manière perceptible.

Le bas VenoTrain® sport est le premier bas de sport répondant aux exigences RAL pour les dispositifs médicaux tout en étant parfaitement adapté aux besoins des sportifs. Les gonflements des jambes pouvant apparaître en cas de mise en charge élevée sont nettement réduits et l'endurance est augmentée.

Un confort de première qualité

- env. 50% microfibre
- semelle renforcée, avec effet antibactérien

Activation

- vitalité des veines grâce à l'efficacité médicale prouvée
- régulation optimale de la température
- des zones particulièrement extensibles dans le tricot soutiennent le muscle du mollet en cas de sollicitation extrême

Programme

- 4 tailles de série basées sur le système Perfect-Fit
- 20 mmHg

Composition

20 mmHg 65% polyamide
35% élasthanne

Coloris



Conseil d'entretien

104°F

Modèle



AD
Bas mollet

VenoTrain® impuls⁺



Bas de compression avec action en profondeur et plus de confort.

Grâce au comportement particulier de son tricotage novateur sans coutures et au confort unique du aux microfibres, VenoTrain® impuls⁺ offre une prise en charge optimale lors de maladies veineuses avancées. Le matériau à courte élasticité permet un soulagement perceptible et en profondeur des jambes et ce déjà avec un mouvement minime des muscles.

Tricotage circulaire à forte tension

- matériau à courte élasticité
- résistance maximale

Impressionnant

- décharge perceptible des veines
- favorise la mobilité

Confortable

- solide et bienfaisant à la fois

Programme

- confection ou sur mesure
- système de tailles **V6+** fortement différencié
- Ccl 2 et Ccl 3

Composition

Ccl 2 80% polyamide, dont 44% de Tactel®
20% Lycra

Ccl 3 75% polyamide, dont 42% de Tactel®
25% Lycra


Coloris



Caramel

Noir

Conseils d'entretien



Modèles



AD
Bas mollet



AG
Bas cuisse

- Une multitude d'exécutions supplémentaires disponibles dans le programme «sur mesure»

VenoTrain® *ulcertec*

Le bas de compression spécial pour le traitement de l'ulcère variqueux.

VenoTrain® *ulcertec* convainc par son tricotage rhomboïde breveté. Grâce à l'association d'un bas supérieur et d'un bas inférieur, l'effet « *ulcertecSystem* » offre un profil de pression exceptionnel pour un effet optimal dans le traitement de l'ulcère variqueux.

Combinaison unique d'un bas inférieur et d'un bas supérieur

Bas supérieur

- pression constante sur toute la période de port
- ajustement simple
- esthétique discrète

Bas inférieur

- matière particulièrement hypoallergénique
- maintien optimal du pansement
- peut être recommandé par lots de 3

Programme

- système de tailles X^S

Modèle



AD
Bas mollet

Composition

Bas supérieur 77% polyamide
23% élasthanne

Bas inférieur
10 mmHg 89% polyamide
11% élasthanne
18 mmHg 72% polyamide
28% élasthanne








Coloris






 
Nature (Bas supérieur) Blanc (Bas inférieur)

Conseils d'entretien

Bas supérieur

104 °F     

Bas inférieur

203 °F     

VenoTrain® *ulcertec* en deux forces de compression

VenoTrain® *ulcertec* 39

bas inférieur 10 mmHg bas supérieur 23-27 mmHg

- force de compression 34 à 39 mmHg
- ulcère ne posant pas de problème avec une bonne tendance à la guérison
- Sous-bas léger pour les patients ne tolérant qu'une faible compression la nuit

VenoTrain® *ulcertec* 46

bas inférieur 18 mmHg bas supérieur 23-27 mmHg

- force de compression 40 à 46 mmHg
- ulcère résistant au traitement
- ulcère avec tendance à mal guérir
- en cas de tolérance et de bonne acceptation de la compression

VenoTrain® *delight*



Le bas de compression au tricotage plat pour un traitement intensif sur mesure.

VenoTrain® *delight* combine confort et effet thérapeutique optimal dans un bas de compression au tricotage plat. L'effet « *delightFull* » entraîne un effet thérapeutique complet, en surface et en profondeur, sur les systèmes veineux et lymphatiques.

Tricot anatomique

- double stretch perméable à l'air, aéré

Efficace

- effet compressif complet, sur les veines superficielles et profondes de la jambe ainsi que sur le système lymphatique
- excellent confort et stabilité élevée de l'ajustement

Utilisation agréable

- fil sans latex pour une meilleure tolérance cutanée

Programme

- sur mesure
- différents modèles
- Ccl 1, Ccl 2, Ccl 3 et Ccl 4
- **NOUVEAU** : disponible par tailles de série (AD, Ccl 2, pointe du pied ouverte, caramel, avec ou sans bande de silicone) dans certains pays

Composition

VenoTrain® – soins de la jambe

Ccl 2	80% polyamide 20% élasthanne
Ccl 3	79% polyamide 21% élasthanne
Ccl 4	75% polyamide 25% élasthanne

Coloris



Conseils d'entretien



VenoTrain® curaflow



Produit de traitement lymphatique par compression pour une nouvelle qualité de vie.

Les produits VenoTrain® curaflow présentent un taux particulièrement fort en microfibres modernes et élaborées de manière innovante. Ils sont doux à la peau et procurent un sentiment agréable lorsqu'on les porte tout au long de la journée. Pour optimiser le confort du port, nous avons développé les zones de confort spéciales VenoTrain® curaflow.

Lympe Confort Compétence

- structure intelligente des fils de chaîne pour un transport lymphatique optimal
- microfibres douces au toucher pour faciliter l'enfilage
- tricot perméable à l'air
- pression constante pour un effet fiable

Ajustement parfait

- produits pour la jambe, le bras, la main et le thorax
- creux du genou extra souple pour la mobilité et le confort
- formes spéciales pour besoins individuels

Tricot à double traction agréable et souple

- produits avec couture fabriqués de façon anatomique et individuelle
- agréables à porter grâce aux coutures « sensibles »

Composition

VenoTrain® curaflow

Ccl 1-4 75% polyamide
25% élasthanne

VenoTrain® curaflow⁺

(produits pour la jambe uniquement)

Ccl 2-4 75% polyamide
25% élasthanne

Coloris



Conseils d'entretien

86°F



VenoTrain® glider



VenoTrain® glider est l'aide d'enfilage pratique pour les bas et collants de contention médicaux à pointe ouverte ou fermée. Convient pour l'utilisation sur la jambe et le bras.

Matériau résistant

- très robuste et résistant aux déchirures
- extrêmement léger

Gain de temps et de place

- simple d'utilisation
- enfilage et retrait rapides et sans problème
- idéal en voyage

Matériaux

polyamide recouvert de silicone

Pour des raisons d'ordre technique, de petites différences de coloris entre les illustrations et l'original sont possibles.

VenoTrain® Accessoires



Douce pour les bas, économique à l'utilisation :

La **lessive spéciale** lave les bas délicatement, les entretient en douceur et les protège durablement.



Bien tolérées toute la journée :

La **semelle anti-dérapante** offre un bon maintien dans la chaussure.




Protection pour les bas de compression : Dans le **filet de lavage**, les bas de compression VenoTrain® sont protégés à chaque lavage en machine.




Redonne du tonus aux jambes :

Des exercices simples avec la **bande de gymnastique** ravivent rapidement les jambes après de longs moments assis(e) ou debout.



Pour un maintien parfait des bas cuisses : La **lingette nettoyante pour bande de fixation** lui permet de tenir durablement toute la journée.



Pour plus de facilité !

Les **gants en caoutchouc** permettent d'enfiler les bas de compression en un tour de main et sans risque.

Classes de compression et indications

Ccl	Action	en mmHg au niveau de la cheville	Indications
1	<ul style="list-style-type: none"> • Compression légère • Action superficielle légère 	18 – 21	<ul style="list-style-type: none"> • prévention des maladies veineuses • en cas de varices légères • après chirurgie veineuse • après une sclérothérapie • pendant la grossesse ou en voyage • traitement de varices très marquées • troubles veineux importants • après guérison d'un ulcus cruris venosum (ulcère variqueux) • troubles lymphatiques • états elephantiasiques • à titre préventif, thérapeutique et pour les soins après un ulcère variqueux
2	<ul style="list-style-type: none"> • Compression moyenne • Action superficielle moyenne • Action profonde légère 	23 – 32	
3	<ul style="list-style-type: none"> • Compression forte • Action forte en surface et en profondeur 	34 – 46	
4	<ul style="list-style-type: none"> • Compression très forte • Action profonde forte 	à partir de 49	

Modèles

Jambe



AD
Bas mollet



AF
Collant mi-cuisse



AG
Bas cuisse



AT/ATX collant
Forme spéciale ATX
(collant avec culotte
comprimante)



ATU
Collant maternité



ATH
Collant hommes



ATE
Hémicollant



ET
Bermuda



CT
Corsaire



CG, CG1
Bandage pour
le bras



CH-BH
Bandage pour
le bras

Sections



BD



BG



CG



DG



sangle CH
Bandage pour
le bras

Gamme des produits en un coup d'oeil

Gamme des produits / Modèles :

Gamme de produits série | tricotage circulaire

Modèle		Taille	Classe de compression (Ccl)			Bord/bande de fixation					Pied		
						Tricot	Dentelle	Nid d'abeille	A boules	Dentelle à boules	Fixation à la hanche	Ouvert	Fermé
VenoTrain			1	2	3								
micro	AD	XS		●		●							●
		S-XL	●	●		●			●			●	●
		AG	S-XL	●	●		●	●		●		●	●
		AT	S-XL	●	●		●					●	●
		ATU	S-XL	●	●		●					●	●
micro balance	AD	S-XL	●	●		●						●	●
	AG	S-XL	●	●			●		●	●		●	●
	AT	S-XL	●	●		●						●	●
soft	AD	XS		●		●						●	
		S-XL	●	●		●			●			●	●
		AG	S-XL	●	●		●		●	●	●	●	●
		AT	S-XL	●	●		●				●	●	●
soft S	AD	XS-XL	●	●					●			●	
	AG	XS-XL	●	●					●			●	
look	AD	S-XL	●	●		●							●
	AG	S-XL	●	●						●			●
	AT	S-XL	●	●		●							●
	ATU	S-XL	●	●		●							●
business	AD	S-XL	●	●		●							●
sport	AD	S-XL	20 mmHg			●							●
impuls+	AD	I-VI		●	●	●			●			●	●
	AG	I-VI		●	●	●			●		●	●	●
ulcertec	AD	XS-XL	34-39 mmHg et 40-46 mmHg			●						Sur-bas	Sous-bas

● Disponible uniquement avec bande silicone boules 3 cm et en classe de compression Ccl 2.

● Bande silicone boules 3 cm

Gamme de produits sur mesure | tricotage circulaire

Modèle		Cl. compression (Ccl)			Bord/bande de fixation					Pied				Culotte	
		1	2	3	Tricot	Dentelle	Nid d'abeille	A boules	Dentelle à boules	Fixation à la hanche	Ouvert	Fermé	Sans pied	Moignon	Ouverture
VenoTrain															
micro	AD	●	●		●			●			●	●			
	AF	●	●		●	●	●	●	●		●	●			
	AG	●	●		●	●	●	●	●		●	●			
	AT	●	●		●						●	●			
	ATU	●	●		●						●	●			
micro balance	AD	●	●		●						●	●			
	AG	●	●			●		●	●		●	●			
	AT	●	●		●						●	●			
soft	AD	●	●		●			●			●	●	●	●	
	AF	●	●		●	●	●	●			●	●	●	●	
	AG	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	
	AT	●	●		●						●	●	●	●	●
	ATU	●	●		●						●	●			
	ATH	●	●		●						●	●			
	ATX	●	●		●						●	●			
soft S	ATE	●	●		●						●	●			
	AD	●	●		●			●			●	●			
	AG	●	●				●	●			●	●			
look	AD	●	●		●							●			
	AG	●	●		●	●			●			●			
	AT	●	●		●							●			
	ATU	●	●		●							●			
business	AD	●	●		●							●			
impuls+	AD		●	●	●			●			●	●			
	AG		●	●	●			●		●	●	●			
	AT		●	●	●						●	●			
	ATH		●	●	●						●	●			
	ATX		●	●	●						●	●			



Tableau tailles standard Perfect-Fit | tricotage circulaire

VenoTrain look, VenoTrain micro, VenoTrain micro balance, VenoTrain soft, VenoTrain soft S, VenoTrain business

Circonférence	XS	S		M		L		XL	
	Normale	Normale	Plus	Normale	Plus	Normale	Plus	Normale	Plus
cG bande silicone large*		51-57	59-66	56-63	62-69	60-67	66-74	63-71	71-80
cG bande silicone norm.	44-50	45-51	52-59	49-56	55-62	53-60	58-66	55-63	62-71
cG		45-57	52-66	49-63	55-69	53-67	58-74	55-71	62-80
cF	39-50	40-52	43-55	43-55	46-60	45-59	50-64	49-63	52-68
cE	32-38	33-40	36-44	35-43	39-49	38-48	42-53	42-53	47-58
cD	28-31	29-35	32-38	32-38	35-42	34-42	37-45	37-45	41-49
cC	29-33	31-37	34-40	34-40	37-44	37-45	39-47	40-48	43-51
cB1	23-26	25-29	27-31	27-32	29-34	29-35	31-37	32-38	34-40
cB	18-20	20-22		22-25		25-28		28-31	
cY	27-31	29-33		31-35		34-40		37-44	
cA	17-22	19-24		22-27		25-31		28-35	

Longueur	short	long	Type
ØD	35-40	40-46	AD
ØG	61-70	70-80	AG, AT

* Tous les produits sauf VenoTrain soft S et VenoTrain business

Tableau tailles standard | VenoTrain sport

Circonférence	S	M	L	XL
cC	31-40	34-44	37-47	40-51
cB	20-22	22-25	25-28	28-31

Longueur	short	long	Type
ØD	35-40	40-46	AD

Tableau tailles standard V6+ | VenoTrain impuls⁺

Circonférence	I		II		III		IV		V		VI	
	Normale	Plus	Normale	Plus	Normale	Plus	Normale	Plus	Normale	Plus	Normale	Plus
cG	45-53	51-59	48-56	54-62	51-59	57-66	54-63	60-69	57-66	63-73	60-70	66-76
cF	39-45	43-50	42-49	46-53	45-52	49-57	48-56	52-60	51-59	55-64	54-63	58-67
cE	32-37	35-40	34-39	37-42	36-41	39-44	38-44	41-47	40-46	43-49	42-48	45-51
cD	28-32	30-34	30-34	32-37	32-37	34-39	34-39	36-41	36-41	38-43	38-43	40-46
cC	29-33	31-35	31-35	33-38	33-38	35-40	35-40	37-42	37-42	39-44	39-44	41-47
cB1	23-27	24-28	25-29	26-30	27-31	28-32	29-34	30-35	31-36	32-37	33-38	34-39
cB	19-20,5		20,5-22		22-24		24-26		26-28,5		28,5-31	
cY	25-29		26-31		28-33		30-35		32-38		35-41	
cA	19-22		20-23		22-25		24-27		26-30		28-33	









Longueur	short	long	Type
ℓD	35-39	40-44	AD
ℓG	62-70	71-80	AG

Tableau tailles standard X⁵ | VenoTrain ulcertec

Circonférence	XS	S	M	L	XL
cC	28-35	31-39	34-42	37-47	41-52
cB	18-20	20-23	23-26	26-30	30-34

Longueur	short	long	Type
ℓD	jusqu'au 40	à partir du 40	AD

Modèles VenoTrain delight | Produits sur mesure

	Classe de compression (Ccl)				Bord / bande de fixation			Pied			Supplément	
	1	2	3	4	Tricot	A boules	Fixation à la hanche	Ouvert	Fermé	Ouvert en biais	Talon T	Pelotes visco-élastiques
 AD		●	●	●	●	●		●	●	●	◐	◐
 AF		●	●	●	●	●		●	●	●	◐	◐
 AG		●	●	●	●	●	●	●	●	●	◐	◐
 AT		●	●		●			●	●	●	●	
 ET		●	●		●							
 CT		●	●		●							
 CG	●	●			●	●						
 CG1	●	●			●	●						

◐ Avec talon T ou pelotes au choix








Tableau tailles standard | VenoTrain delight

Circonférence	I	II	III	IV	V	VI
cD	28–34	30–37	32–39	34–41	36–43	38–46
cC	29–35	31–38	33–40	35–42	37–44	39–47
cB1	23–28	25–30	27–32	29–35	31–37	33–39
cB	19–20,5	20,5–22	22–24	24–26	26–28,5	28,5–31
cY	25–29	26–31	28–33	30–35	32–38	35–41
cA	19–22	20–23	22–25	24–27	26–30	28–33







Longueur	short	long	Type
ED	35–39	40–44	AD

Modèles VenoTrain curaflow

Produits pour la jambe sur mesure

	Classe de compression (Ccl)			
	1	2	3	4
 AA1	●	●	●	
 AD	●	●	●	●
 AG	●	●	●	●
 AT	●	●	●	●
 ET	●	●	●	●
 FT	●	●	●	●
 CT	●	●	●	●

Produits pour le bras sur mesure

	Cl. compression (Ccl)			Bord		
	1	2	3	droit	en biais	sans main
 CG	●	●	●		●	●
 AG	●	●	●		●	
 AF	●	●	●	●		
 AE	●	●	●	●		
 AD	●	●	●			
 AC1	●	●	●			

Produits pour le thorax sur mesure

	Classe de compression (Ccl)
	1
 Body	●
 T-shirt	●
 Boléro sous poitrine	●

BAS DE COMPRESSION

BANDAGES ET ORTHÈSES

SEMELLES ET CHAUSSURES

TECHNOLOGIES DES MESURES

Rev. 3 – 08/13_27120101002009

Vous avez des questions, suggestions ou souhaits ? Contactez-nous tout simplement :

Bauerfeind AG

Triebeser Strasse 16
07937 Zeulenroda-Triebes
Germany

Phone +49 (0) 36628-66-10 00
Fax +49 (0) 36628-66-19 99
E-mail info@bauerfeind.com

Switzerland

Bauerfeind AG
Vorderi Böde 5
CH-5452 Oberrohrdorf

Phone +41 (0) 56 485 82 42
Fax +41 (0) 56 485 82 59
E-mail info@bauerfeind.ch